

Dispenser per gelato montato a mano in alluminio N20 0,25 litri Whipper per crema di protossido di azoto Fornitore della Cina

Caratteristiche:

1. Materiale resistente in modo che resistano all'usura.
2. Facile da usare e da pulire.
3. Per erogare, è sufficiente caricare, capovolgere e spremere.
4. Ugelli multipli: crea un numero qualsiasi di design per completare frutta, torte e bevande con una soffice frusta fatta in casa. Questo dispenser include 6 ugelli colorati, garantendoti una quantità infinita di opzioni. È inclusa un'entusiasmante raccolta di ricette interessanti.

Descrizione del prodotto:

Materiale del prodotto	Corpo in lega di alluminio e coperchio in PP
Colore	Verde chiaro, nero, rosa o personalizzato
Capacità	250 ml
Imballaggio	1 pz/scatola dei colori, 12 pz/scatola principale
Peso	8,5 kg
Dimensione scatola	9 * 9 * 27 cm
Dimensioni del cartone	38*29*28 cm
La confezione contiene	1 pezzo di panna montata 1 portacartuccia colorato 1 spazzola per la pulizia 3 ugelli decorativi colorati Manuale di istruzioni 1 pz

[China Ice Cream Whipper Factory](#) fornisce gli strumenti professionali per dessert per la decorazione e la preparazione di torte, panna montata per caffè, bevande miste e infusi









La nostra fabbrica:



L'istruzione dei fornitori di gelato Whipper Cina

1. Riempire la bottiglia con panna e dolcificanti, non usare zucchero semolato (non riempire eccessivamente la bottiglia).
2. Posizionare il caricatore N2O nel supporto e avvitarlo. Si sente un sibilo, il dispenser è carico.
3. Agitare energicamente 4-5 volte, pronto per servire (mentre si rilascia la panna montata, tenere la bottiglia capovolta in verticale).



Domande frequenti:

D: Sei un produttore?

A: Siamo Industry & Trade Co., Ltd, abbiamo il team di ricerca e sviluppo, il reparto di produzione e i team di vendita. La qualità potrebbe essere assicurata mentre il prezzo è competitivo.

D: Quali sono i tuoi termini di pagamento?

A: Termini standard: T / T west union e Paypal.

Anche L / C a vista è accettabile per grandi quantità.

D: Accetti il marchio del distributore? Qual è il MOQ?

R: Sì, è disponibile il marchio del distributore. Nessun MOQ rigorosamente limitato, quantità inferiore con costi di imballaggio e stampa più elevati. Per lo più l'ordine parte da 5000 pezzi.

D: Fate OEM e ODM?

A: Sì, facciamo OEM e ODM per più di 10 anni.

D: Posso ottenere campioni?

Possiamo restituire il costo del campione quando hai ordinato.

A: Offriamo 6 mesi di garanzia per tutti i nostri montapanna.

A: Controllo di qualità rigoroso con test in 6 fasi dall'acquisto della materia prima al prodotto finito.

A: Ci vogliono 10-20 giorni per MOQ. Abbiamo una grande capacità produttiva, che può garantire tempi di consegna rapidi anche per grandi quantità.

A: Abbiamo certificati CE, RoHS, FDA del montapanna di **protossido di azoto**

Test Report No.: 721619680-1 Report Date: 30 April 2015		 
SUBJECT	Chemical Test	
TEST LOCATION	TÜV SÜD China TÜV SÜD Products Testing (Shanghai) Co., Ltd. 8-34, No.1999 Du Hui Road, Minhang District Shanghai 201108, P.R. China	
CLIENT NAME	XINXIN Industrial Co., Ltd Co., Ltd	
CLIENT ADDRESS	Huihe building, Longxiang road 4075, Longgang, Shenzhen, China	
TEST PERIOD	14-Apr-2015-20-Apr-2015	
TEST REQUEST	1. In accordance with US FDA 21 CFR 177.1500 2. In accordance with US FDA 21 CFR 177.1520 3. In accordance with US FDA 21 CFR 177.1210 4. In accordance with US FDA 21 CFR 175.300 5. In accordance with US FDA CPG Part 7117.05	
CONCLUSION	PASS 1. The submitted sample with test part(s) 001 was found to comply with the requirement(s) as specified in FDA 21 CFR 177.1500 specifications for Nylon 6 used in articles that contact with food. 2. The submitted sample with test part(s) 002 was found to comply with the requirement(s) as specified in FDA 21 CFR 177.1520 for polyethylene used in articles that contact food except for articles used for packing or holding food during cooking. 3. The submitted sample with test part(s) 003 was found to comply with the FDA Specifications for determining the amount of chloroform-soluble extractives in distilled water for Closures (CLOS). 4. The submitted sample with test part(s) 004 and 005 were found to comply with the FDA specifications for determining the amount of extractives extractives in distilled water from resinous or polymeric coating used as the food-contact surface of articles. 5. The submitted sample with test part(s) 006 was found to comply with the respective requirement(s) for the tested item(s) as specified in FDA Compliance Policy Guide 7117.05 Silver-Plated Hollowware - Lead Contamination.	
Prepared By	Authorized By	
 (Cynthia Cao) Customer Service	 (Spark Shi) Technical Manager	
Note: (1) General Terms & Conditions as mentioned overleaf. (2) The results relate only to the items tested. (3) The test report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory. (4) Without the agreement of the laboratory, the client is not authorized to use the test results for unsolicited propaganda. (5) The test result can be used by client for quality control.		
Chemical/Microbiology Laboratory: TÜV SÜD Products Testing (Shanghai) Co., Ltd. 8-34 No.1999 Du Hui Road, Minhang District Shanghai 201108	Phone: +86 (21) 6037 6376 Fax: +86 (21) 6037 6340 Email: test.shanghai@tuv-sud.cn Website: www.tuv-sud.cn	Regional Head Office: TÜV SÜD Certification and Testing China Co., Ltd. No.101 Hong Jiang Road Shanghai 200 070, P.R.China

[illegible]